


Стерилизационный кейс на две рукоятки



 **ГОРИЗОНТ**



 **RuiJin**[®]
MEDICAL INSTRUMENT

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации:
ООО «ГОРИЗОНТ» 197345, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ № 65, Проезд Полиграфмашевский д.3, литера А, часть здания – часть помещения 1-Н, помещение 167

**СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ**

- Плавная регулировка частоты
- Мощный привод для выполнения объемных опилов
- Качественный бесщеточный мотор



Частота колебаний	0 – 18 000 циклов/мин
Li-ion аккумулятор	3 000 мАч
Тип соединения лезвия	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Футляр аккумулятора



Зарядное устройство



Рамка для асептической установки



Аккумулятор Li-ion



- Плавная регулировка скорости вращения
- Переключение на реверс
- Качественный бесщеточный мотор



Частота вращения	0 – 1 200 об/мин
Li-ion аккумулятор	3 000 мАч

НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Для сверления

	Jacobs	0-1 200 об/мин
	Stryker	0-1 200 об/мин
	AO Synthes	0-1 200 об/мин

Для римирования

	Jacobs	0-300 об/мин
	Stryker	0-300 об/мин
	AO Synthes	0-300 об/мин

Для спиц

	ø 0,8 – 2,0 мм	0-1 200 об/мин
	ø 1,5 – 3,2 мм	0-1 200 об/мин